

ЮНИФЕР®

препарат хелатированного Fe 2+ в виде водного раствора **ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКИХ ДОЗ БЕЗ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ**

Восполняет дефицит железа в организме при железодефицитной анемии различного генеза, в период роста, при кровопотере, усилении кроветворения.

Юнифер® – препарат железа (II), биологически активная добавка для внутреннего применения, выпускается в виде раствора, расфасовывается в ампулы по 10 мл.

Препарат Юнифер® содержит хелатированную форму Fe (II), защищённую от окисления, которая эффективно транспортируется в область всасывания, даже при незначительной концентрации хелаторов в желудке. С другой стороны, Юнифер® - это водный раствор, что позволяет ему легко проникать в организм и эффективно всасываться в эпителии тонкого кишечника. Таким образом, Юнифер® представляет собой эффективный препарат без побочных эффектов, связанных с высокими дозировками препаратов железа

При приеме 2 ампулы в день (утро/вечер) дефицит железа средней тяжести в 95% случаев (согласно исследованию НИИ Крови МОНИИК) восполняется за 2 курса приема Юнифер. При небольшом дефиците железа до 10ммоль/л от нормы достаточно 1 курса приема препарата Юнифер по 1 ампуле 2 раза в день.

Юнифер хорошо переносится.

Состав: водный раствор стабилизированного антиоксидантным комплексом Fe(II).

Способ применения: Принимать по 2 ампулы в день за 1 час до еды, растворив в 100 мл воды. Перед растворением ампулу хорошо встряхнуть. Вскрыть ампулу, отломив верхнюю часть по риске. Минимальный курс –10- 14 дней. При необходимости повторить курс.

Противопоказания: Индивидуальная непереносимость компонентов, гемохроматоз, гемолитическая анемия, хронические воспалительные заболевания, лейкозы.

Условия реализации: Через аптечную сеть и специализированные магазины, отделы торговой сети, в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника железа. Не является лекарственным средством. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Масса нетто ампулы: 10 г. Упаковка 28 ампул.

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, защищенном от света и недоступном для детей месте при оптимальной температуре от 0 до 25 градусов и относительной влажности воздуха не более 60%. Вскрытую ампулу хранить в холодильнике не более суток.

Срок годности: 2 года.

Произведено по лицензии
Menora Laboratories LTD
64078 Israel, Tel-Aviv, St. Ibn Gvirol, 29.

ООО «Пуль-Сар»
143502 Московская область, г. Истра, ул. Центральная, 3 В, стр. 1
(для предложений и претензий)
ТУ 10.89.19-001-68087337-2017
Св-во о гос. Рег № 77.99.11.003.R.003976.10.19 от 31.10.2019 г.